All the Healing Abutment Is In ZION

- ZIONICS OSSTEM TS Type
- ZIONICS OSSTEM SS Type
- ZIONICS DIO UF Type
- ZIONICS IBS Magic Type
- ZIONICS NEO IS Type
- ZIONICS Dentium SuperLine Type
- ZIONICS Tissue Level Type
- ZIONICS Bone Level Type
- ZIONICS Branemark Type
- Digital Healing Abutment



회사별 Line Up 보유 / 디지털 가공·검수로 신뢰도 UP


안전하고 믿을 수 있는 **Healing Abutment**

더 경제적인 가격으로 만나보세요

ZIONICS

ZIONICS Healing Abutment

ZIONICS OSSTEM TS Type



Cuff/Diameter	3.5(D)Mini	4.0(D)Mini	4.5(D)Mini	3.5(D)	4.0(D)	4.5(D)	5.0(D)	6.0(D)
3.0(C)	TSHN3530M	TSHN4030M	TSHN4530M	TSHN3530	TSHN4030	TSHN4530	TSHN5030	TSHN6030
4.0(C)	TSHN3540M	TSHN4040M	TSHN4540M	TSHN3540	TSHN4040	TSHN4540	TSHN5040	TSHN6040
5.0(C)	TSHN3550M	TSHN4050M	TSHN4550M	TSHN3550	TSHN4050	TSHN4550	TSHN5050	TSHN6050
6.0(C)	TSHN3560M	TSHN4060M	TSHN4560M	TSHN3560	TSHN4060	TSHN4560	TSHN5060	TSHN6060
7.0(C)	TSHN3570M	TSHN4070M	TSHN4570M	TSHN3570	TSHN4070	TSHN4570	TSHN5070	TSHN6070
9.0(C)	TSHN3590M	TSHN4090M	TSHN4590M	TSHN3590	TSHN4090	TSHN4590	TSHN5090	TSHN6090
10.0(C)	TSHN35100M	TSHN40100M	TSHN40100M	TSHN35100	TSHN40100	TSHN45100		
11.0(C)	TSHN35110M	TSHN40110M	TSHN40110M	TSHN35110	TSHN40110	TSHN45110		
12.0(C)	TSHN35120M	TSHN40120M	TSHN40120M	TSHN35120	TSHN40120	TSHN45120		

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm

ZIONICS Blue Diamond



Type	NC	RC		
Height/Diameter	4.0(D)Mini	4.0(D)	5.0(D)	6.0(D)
3.0(H)	BDHN4030M(A)	BDHN4030	BDHN5030	BDHN6030
4.0(H)	BDHN4040M(A)		BDHN5040	
5.0(H)	BDHN4050M(A)	BDHN4050	BDHN5050	BDHN6050
6.0(H)	BDHN4060M(A)		BDHN5060	
7.0(H)	BDHN4070M(A)	BDHN4070	BDHN5070	BDHN6070
8.0(H)	BDHN4080M(A)		BDHN5080	
9.0(H)	BDHN4090M(A)	BDHN4090	BDHN5090	BDHN6090


ZIONICS Dentium SuperLine Type



Hight/Diameter	4.5(D)	5.5(D)	6.5(D)
2.0(H)	IMHN452020	IMHN552020	IMHN652020
2.0(C)/3.5(H)	IMHN452035	IMHN552035	IMHN652035
3.0(C)/5.0(H)	IMHN453050	IMHN553050	IMHN653050
4.0(C)/7.0(H)	IMHN454070	IMHN554070	IMHN654070

- How to use: Use 1.25 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm


ZIONICS IBS Magic Type



Fixture Size	ø4.0	ø4.5	ø5.5
Short / 2.8(H)	MHN4628	MHN5328(A)	MHN6328
Long / 5.3(H)	MHN4653	MHN5353(A)	MHN6353

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm


ZIONICS OSSTEM SS Type



Height/ Platform	4.8 (P)	6.0 (P)
2.0(H)	SSHN4820	
3.0(H)	SSHN4830	SSHN6030
4.0(H)	SSHN4840	SSHN6040
5.0(H)	SSHN4850	SSHN6050

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm


ZIONICS Straumann Tissue Level Type



Diameter	5.3(D)	7.0(D)
Cuff/Platform	4.8(P)	6.5(P)
2.0(C)	IHN5320	IHN7020
3.0(C)	IHN5330	IHN7030
4.0(C)	IHN5340	IHN7040
5.0(C)	IHN5350	IHN7050

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm

ZIONICS Straumann Bone Level Type




Type	NC		RC	
Cuff/Diameter	3.6(D)	4.8(D)	5.0(D)	6.5(D)
2.0(C)	NCBHN3620(A)	NCBHN4820(A)	RCBHN4520(A)	RCBHN6020(A)
3.5(C)/4.0(C)	NCBHN3635(A)	NCBHN4835(A)	RCBHN4540(A)	RCBHN6040(A)
5.0(C)/6.0(C)	NCBHN3650(A)	NCBHN4850(A)	RCBHN4560(A)	RCBHN6060(A)
7.0(C)/8.0(C)	NCBHN3670(A)	NCBHN4870(A)	RCBHN4580(A)	RCBHN6080(A)

- How to use: Use Torox Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm

ZIONICS Healing Abutment


ZIONICS Branemark Type



Diameter	4.0(D)	5.0(D)	6.0(D)	6.0(D)
Cuff/Platform	3.5(P)	4.1(P)	5.0(P)	5.1(P)
2.0(C)	EHN3520	EHN4020	EHN5020	EHN5120
3.0(C)	EHN3530	EHN4030	EHN5030	EHN5130
4.0(C)	EHN3540	EHN4040	EHN5040	EHN5140
5.0(C)	EHN3550	EHN4050	EHN5050	EHN5150
6.0(C)	EHN3560	EHN4060	EHN5060	EHN5160
7.0(C)	EHN3570	EHN4070	EHN5070	EHN5170

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm

ZIONICS Digital Healing Abutment




Cuff/Diameter	4.0(D)	4.5(D)	5.5(D)	6.5(D)
3.0(C)	SHB4030	SHB4530	SHB5530	SHB6530
4.0(C)	SHB4040	SHB4540	SHB5540	SHB6540
6.0(C)	SHB4060	SHB4560	SHB5560	SHB6560
8.0(C)	SHB4080	SHB4580	SHB5580	SHB6580

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm

ZIONICS Healing Abutment


ZIONICS DIO UF Type



Hight/Diameter	4.5(D)	5.5(D)	6.5(D)	7.5(D)
3.5(H)	SHN4535	SHN5535	SHN6535	SHN7535
4.5(H)	SHN4545	SHN5545	SHN6545	SHN7545
5.5(H)	SHN4555	SHN5555	SHN6555	SHN7555
6.5(H)	SHN4565	SHN5565	SHN6565	SHN7565
7.5(H)	SHN4575	SHN5575	SHN6575	SHN7575

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm


ZIONICS NEO IS Type



Hight/Diameter	4.0(D)	4.5(D)	4.8(D)
2.0(H)	ISHN4020	ISHN4520	ISHN4820
3.0(H)	ISHN4030	ISHN4530	ISHN4830
4.0(H)	ISHN4040	ISHN4540	ISHN4840
5.0(H)	ISHN4050	ISHN4550	ISHN4850
6.0(H)	ISHN4060	ISHN4560	ISHN4860
7.0(H)	ISHN4070		ISHN4870
9.0(H)	ISHN4090		

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm


Bone Tenting Screw



Cuff/Diameter	8.0(D)Mini	8.0(D)	10.0(D)
1.0(C)	BTS8010M	BTS8010	BTS10010
2.0(C)	BTS8020M	BTS8020	BTS10020
3.0(C)	BTS8030M	BTS8030	BTS10030
4.0(C)	BTS8040M	BTS8040	BTS10040

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm

Multi Cover Screw



Cuff/Diameter	7.0(D)	8.0(D)	9.0(D)
0.0(C)	SWCS7000	SWCS8000	SWCS9000
1.5(C)	SWCS7015	SWCS8015	SWCS9015
3.0(C)	SWCS7030	SWCS8030	SWCS9030
4.5(C)	SWCS7045	SWCS8045	SWCS9045
6.0(C)	SWCS7060	SWCS8060	SWCS9060
8.0(C)	SWCS7080	SWCS8080	SWCS9080

- How to use: Use 1.2 Hex Driver / Tightening torque 5 ~ 8Ncm

ZIONICS Healing Abutment

Bone Profile



Type	Mini	Regular	
Length	4.5(D)	5.5(D)	6.5(D)
	KBP45M	KBP55R	KBP65R

1.2 Hex Driver



Length	14.0(L)	18.0(L)	22.0(L)	28.0(L)
	THD12SS	THD12S	THD12L	THD12XL

ZION
디지털 초정밀 가공업체 (주)지온

T. 050.2007.2875 F. 050.2008.2875
E-Mail. zionmedi@daum.net
Homepage. www.zionhome.co.kr
BLog. blog.naver.com/zionics_official

부산본사. 부산시 강서구 낙동북로 126번길 16-32
서울지사. 서울시 강서구 강서로 415, 203
Kakao Plus. "(주)지온" 검색 후 친구 추가 하기!
E-Catalog. zionhome.co.kr/library